

Kezelési útmutató a WATERS 746-os kétsatornás integrátorhoz

Bekapcsolás: a készülék hátoldalán, jobbra található kapcsolóval.

Papíradagolás: ügyeljünk a kijövő regisztráló papírra, hogy az nehogyan visszakerüljön a nyomtatóhenger alá. Ha mégis megtörtént a baj, akkor a nyomtatót **ki kell kapcsolni**, és csak ezt követően szabad a papírt kiszabadítani, a nyomtatóhenger óvatos visszaforgatásával! Célszerű a lapokat folyamatosan, a perforáció mentén letépní és sorrendben (oldalszámozva) gyűjteni!

Működtetés: a legfontosabb billentyűfunkciók alapján.

Mérés előtt

CHART SPEED: javasolt beírandó érték az 1, majd ENTER (1 cm/perc papírsebesség)

ATTEN: javasolt beírandó érték (oldószer azonosítása feladathoz) 64, majd ENTER (64 mV jelterjedelem a papír szélességén)

PLOT ON: alapvonalkövetés és alapvonal beállítás (a GC-n található potenciométerekkel) a regisztráló papír bal oldalához (éppen térjen ki végállásból a csúszka), majd **SHIFT PLOT ON** (PLOT OFF): az alapvonalkövetés kikapcsolása.

Kromatogram felvétele

PLOT AUTO lenyomása után a mintát injektáljuk és az $\frac{\text{INJ}}{\text{END}}$ A -val indítjuk a felvételt.

Leállítás a $\frac{\text{INJ}}{\text{END}}$ A újbóli megnyomásával.